

Lieber Patient/in,

um mit Ihnen Ihre Sensordaten zu besprechen, bitten wir Sie Ihre Sensordaten als **PDF- Datei** 2 Tage vor Ihrem Termin zu mailen.

FreeStyle Libre (Firma Abbott):

- Sie benutzen das Lesegerät:

Bitte stecken Sie das Gerät mit dem Mini-USB- Anschluss (gelbes Kabel wurde mitgeliefert) an Ihren PC an - die Software zum Auslesen gibt es kostenfrei zum Download (siehe <https://www.freestylelibre.de/libre/mein-konto.html>). Sie brauchen dazu Ihre Seriennummer bzw. Bestellnummer.

- Sie benutzen Ihr eigenes Mobiltelefon mit App:

Sie benötigen die Software Libre View (siehe <https://www.libreview.com>) und müssen sich dort registriert haben.

- **Die Daten:**

Berichte erstellen und Berichtsparemeter einstellen:

Wählen Sie **30 Tage** und folgende Datenblätter: **Momentaufnahme, Wochenübersicht**. Jetzt können Sie den Bericht drucken oder per PDF senden.

Dexcom G6 (Firma Dexcom):

- Verwenden Sie das **Empfängergerät** für das Ablesen Ihrer Daten, schließen Sie es an Ihren PC an und lesen es über die Software Dexcom CLARITY aus, in der Sie sich zuvor registrieren und anmelden müssen (<https://clarity.dexcom.eu/>).

- Wählen Sie **30 Tage** und folgende Datenblätter:

AGP, täglich, vergleichen. Jetzt können Sie den Bericht drucken oder per PDF senden.